



**Казанский
медико-инструментальный
завод**



- Иглы прямые



- Иглы прямые с изогнутым концом



- Иглы изогнутые на 2 / 8 окружности



- Иглы изогнутые на 3 / 8 окружности



- Иглы изогнутые на 4 / 8 окружности



- Иглы изогнутые на 5 / 8 окружности



420021, Россия, РТ, г. Казань, ул. Сайдашева, 12
www.kmizmarket.ru e-mail: kmizmarket@mail.ru
тел/факс (843) 221-93-22, 221-93-24, 221-93-25,
221-93-26, 221-93-27, 221-93-29, 221-93-30

Условное обозначение иглы		Область применения
0A2-0,4x18 0A2-0,4x25 0A2-0,4x30 0A1-0,7x18 0A1-0,8x22	4A2-0,4x12 4A2-0,4x16 4A2-0,4x18 4A2-0,4x22 4A2-0,4x25	Для сосудистого шва
1B2-1,8x108		При анатомических вскрытиях
0A1-0,6x22 0A1-0,6x30 0A1-0,6x36 0A1-0,7x45 0A1-0,7x55 0A1-0,8x65 0A1-0,8x75 3A1-0,6x20 3A1-0,6x36 3A1-0,7x45	3A1-0,8x32 3A1-0,8x65 4A1-0,6x20 4A1-0,6x30 4A1-0,6x36 4A1-0,7x25 4A1-0,7x45 4A1-0,7x50 4A1-0,7x55 4A1-0,8x32 4A1-0,8x65	Для кишечного шва и обшивания
2B2-0,4x7,5 2B2-0,4x9 2B1-0,6x20 2B1-0,8x32 2B1-0,9x40 3A2-0,4x8 3A2-0,4x10 3A2-0,4x18 3B2-0,5x12 3B2-0,5x16 3B2-0,5x22	3B2-0,5x25 3B2-0,6x30 4B2-0,25x8 4B2-0,25x10 4B1-0,5x12 4B1-0,5x16 4B1-0,5x18 4B1-0,5x22 4B1-0,6x20 4B1-0,6x30	Для глазного шва
3A1-0,9x36 3A1-1,0x45 3A1-1,1x50 3A1-1,2x60 3A1-1,3x70 3A1-1,4x75 3A1-1,8x90 3B1-0,6x20 3B1-0,7x28 3B1-1,1x36 3B1-1,1x50 3B1-1,2x55 3B1-1,2x60 3B1-1,3x70 3B1-1,5x85 4A1-0,9x22 4A1-0,9x36 4A1-1,0x45 4A1-1,1x30 4A1-1,2x35 4A1-1,2x60 4A1-1,3x40 4A1-1,4x75 4A1-1,5x50 4A1-1,8x70	4B1-0,7x28 4B1-0,9x22 4B1-0,9x36 4B1-1,0x25 4B1-1,0x45 4B1-1,1x30 4B1-1,1x50 4B1-1,2x35 4B1-1,2x55 4B1-1,3x40 4B1-1,3x65 4B1-1,4x75 4B1-1,5x50 4B1-1,8x60 4B1-1,8x70 4B1-2,0x90 5A1-0,9x22 5A1-1,1x30 5A1-1,2x36 5A1-1,3x50 5A1-1,4x60 5B1-0,9x22 5B1-1,0x25 5B1-1,1x30 5B1-1,2x36 5B1-1,3x50 5B1-1,4x60	Для сшивания кожи, мышц, сухожилий

Изготавливаются из нержавеющей стали. Для предотвращения проворачивания в иглодержателе изогнутые иглы имеют плоскоовальную часть.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В зависимости от вида, иглы применяются для сшивания кожи, мышц и сухожилий, для сосудистого и кишечного шва, обшивания глазного шва, при анатомических вскрытиях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Предназначены для сшивания тканей при хирургических операциях и анатомических вскрытиях.

ВИД ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Иглы выпускаются: прямые, с изогнутым концом, изогнутые на 2/8, 3/8, 4/8 и 5/8 окружности; с круглым и трехгранным острием; с пружинящей и непружинящей формой ушка.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

сухим горячим воздухом при температуре 180±10°C.

Помните! Повышение температуры снижает твердость острия игл и упругость пружинящего ушка.

ВНИМАНИЕ

Иглы поставляются нестерильными, в упаковке по 10 шт.

Структура кода:

1	2	3	4	5
0	A	2	-	0,4 x 18

Тип иглы	① Шифр типа	Вид острия	② Шифр острия	Эскиз
Игла прямая	0	Круглое	A	
Игла прямая с изогнутым концом	1	Трехгранное	B	
Игла изогнутая на 2 / 8 окружности	2	Трехгранное	B	
Игла изогнутая на 3 / 8 окружности	3	Круглое	A	
		Трехгранное	B	
Игла изогнутая на 4 / 8 окружности	4	Круглое	A	
		Трехгранное	B	
Игла изогнутая на 5 / 8 окружности	5	Круглое	A	
		Трехгранное	B	
Форма ушка	③ Шифр ушка	Эскиз		
Пружинящее	1			
Непружинящее	2			
④ Диаметр игольной проволоки, мм		⑤ Длина развернутой иглы, мм		

ОАО «КМИЗ» предлагает широкий ассортимент игл для сшивания биологических тканей и сосудов, используемый при различных хирургических вмешательствах. Разнообразие форм, размеров и сечений игл позволит врачу-хирургу проводить операции на самом высоком уровне.

Иглы диаметром менее 0,6 мм изготавливаются только по предварительному заказу крупными партиями.

02

0A2-0,4x18

0A2-0,4x25

0A2-0,4x30

01

0A1-0,6x22

0A1-0,6x30

0A1-0,6x36

0A1-0,7x18

0A1-0,7x45

0A1-0,7x55

0A1-0,8x22

0A1-0,8x65

0A1-0,8x75

22

2B2-0,4x7,5

2B2-0,4x9

21

2B1-0,6x20

2B1-0,8x32

2B1-0,9x40

51

5A1-0,9x22

5A1-1,1x30

5A1-1,2x36

5A1-1,3x50

5A1-1,4x60

51

5B1-0,9x22

5B1-1,0x25

5B1-1,1x30

5B1-1,2x36

5B1-1,3x50

5B1-1,4x60

12

1B2-1,8x108

41

4B1-0,5x12



4B1-0,5x16



4B1-0,5x18



4B1-0,5x22



4B1-0,6x20



4B1-0,6x30



4B1-0,7x28



4B1-0,9x22



4B1-0,9x36



4B1-1,0x25



4B1-1,0x45



4B1-1,1x30



4B1-1,1x50



4B1-1,2x35



4B1-1,2x55



4B1-1,3x40




4B1-1,3x65



4B1-1,4x75



4B1-1,5x50




4B1-1,8x60



4B1-1,8x70



4B1-2,0x90



32

3A2-0,4x8



3A2-0,4x10



3A2-0,4x18



31

3A1-0,6x20



3A1-0,6x36




3A1-0,7x45



3A1-0,8x32



3A1-0,8x65




3A1-0,9x36




3A1-1,0x45



3A1-1,1x50



3A1-1,2x60




3A1-1,3x70



3A1-1,4x75



3A1-1,8x90



32

3B2-0,5x12



3B2-0,5x16



3B2-0,5x22



3B2-0,5x25



3B2-0,6x30



31

3B1-0,6x20




3B1-0,7x28




3B1-1,1x36




3B1-1,1x50




3B1-1,2x55




3B1-1,2x60



3B1-1,3x70



3B1-1,5x85



42

4A2-0,4x12



4A2-0,4x16



4A2-0,4x18



4A2-0,4x22



4A2-0,4x25



41

4A1-0,6x20



4A1-0,6x30




4A1-0,6x36




4A1-0,7x25




4A1-0,7x45



4A1-0,7x50



4A1-0,7x55



4A1-0,8x32



4A1-0,8x65




4A1-0,9x22



4A1-0,9x36



4A1-1,0x45




4A1-1,1x30




4A1-1,2x35




4A1-1,2x60




4A1-1,3x40




4A1-1,4x75



4A1-1,5x50



4A1-1,8x70



42

4B2-0,25x8



4B2-0,25x10

