







Раздел 06



Зеркала, Крючки,
Ретракторы
Retractors





1/1

Крючок острый
16,5 cm/ 6 1/2"



1/1

06-074-01



06-074-02



1/1

06-074-03



06-074-04



1/1

Крючок тупой
16,5 cm / 6 1/2"



1/1

06-075-01



06-075-02



1/1

06-075-03



06-075-04



1/2

Крючок
гибкий
16 cm/ 6 1/4"



1/1

06-078-02
острый



06-078-03
острый



06-078-04
острый



1/1

06-079-02
тупой



06-079-03
тупой



06-079-04
тупой



1/2

16,5 cm/ 6 1/2"



1/1

06-086-04
острый



06-087-04
тупой



1/2


06-088-12
12 cm / 4 3/4"
Крючок для
кровеносных
сосудов



1/1



Крючки хирургические, Желобоватые крючки Hooklets, Saddle Hooks





1/2

Крючок острый
16,5 cm / 6 1/2"

1/1

06-100-01

06-100-02



06-100-03



06-100-04

1/2

Крючок тупой
16,5 cm / 6 1/2"


1/1

06-101-01

06-101-02



06-101-03



06-101-04



1/2

Крючок Meyerding
с кольцом
18 cm / 7 1/8"

1/1

06-151-01
18 x 7 mm

тупой

1/1

06-151-02
16 x 5 mm

зубчатый

1/1

06-151-03
7 x 4 mm

зубчатый

1/1

06-151-04
12 x 4 mm

тупой

1/1

06-151-05
8 x 4 mm

желобоватый

1/1

06-151-06
7 x 9 mm

острый



Крючки хирургические, Кюретки Hooklets, Retractors



1/2

Крючок Senn-
Green
15 cm / 6"



1/1

06-161-01
20 x 6 mm



06-161-02
10 x 6 mm



1/2

Крючок
двухсторонний
Ragnell-Davis
06-164-14
14 cm / 5 1/2"



1/1

8 x 4 mm

15 x 5,5 mm




1/1



1/2


Крючок
двухсторонний
Senn-Miller
16 cm / 6 1/4"



1/1


06-166-16
острые зубы

лопатка
20 x 7 mm




06-167-16
тупые зубы

лопатка
20 x 7 mm





1/2

Кюретка Cushing




1/1

06-170-20
20,5 cm / 8"



Крючок Cushing
20,5 cm / 8"



1/2

Крючок Cushing
24 cm / 9 1/2"

1/1

06-172-08
8 mm



06-172-10
10 mm



06-172-12
12 mm



06-172-14
14 mm




06-172-16
16 mm



06-172-18
18 mm





1/2

Крючок Brom
19,5 cm / 7 3/4"

1/1

06-176-01
узкий



06-176-02
широкий



1/2

Крючок Strandell-Stille
19 cm / 7 1/2"

1/1

06-191-01
гладкий конец
лезвия




06-191-02
зубчатый конец
лезвия



1/2

Крючок Kaye-Millard
острый
06-192-02
8 cm / 3"



Крючки хирургические Hooklets, Retractors



1/2

Крючок Клэрр тупой
17,5 cm / 7"



1/1

06-195-01
13 x 6 mm



06-195-02
12 x 11 mm




06-195-03
15 x 12 mm



1/2

16,5 cm / 6 1/2"



1/1

06-200-04
острый



06-201-04
тупой



1/2

Крючок Volkman
21,5 cm / 8 1/2"



1/1

06-210-01



06-210-02



06-210-03



06-210-04




06-210-06

острый



1/1

06-211-01



06-211-02



06-211-03




06-211-04




06-211-06

тупой



1/2

Крючок Volkman
22 cm / 8 3/4"



1/2

Крючок Volkmann острый
06-230-01
21,5 cm / 8 1/2"



1/1



1/2

Крючок Volkmann тупой
06-231-01
21,5 cm / 8 1/2"



1/1




1/2


Крючок острый
06-232-01
21,5 cm / 8 1/2"



1/1




Крючок Kocher
22 cm / 8 3/4"




1/2

Крючок Martin
22,5 cm/ 8 3/4"




1/2


06-245-02



06-245-03



06-245-04



06-245-06




1/1

острый




1/2


06-246-02




06-246-03



06-246-04




06-246-06



1/1

тупой



1/1



1/1



1/2

Крючок Ollier
тупой 37 x 30 mm
06-251-03
23 cm / 9"




1/2

Крючок Ollier
тупой 39 x 60 mm
06-253-04
23 cm / 9"




1/2

Крючок Wassmund
06-261-02
20,5 cm / 8"
33 x 21 mm



1/2

Крючок Korte острый
06-266-08
24,5 cm / 9 3/4"
40x30 mm




1/1



1/2

Крючок Korte тупой
06-267-08
24,5 cm / 9 3/4"
40x30 mm



1/1



1/2



1/1

06-281-04
25,5 cm/ 10"
40 x 40 mm



1/2



1/1

06-283-05
25,5 cm/ 10"
45 x 50 mm



1/2



1/1

06-287-06
25,5 cm/ 10"
50 x 60 mm



1/2




1/1

06-289-07
25,5 cm/ 10"
70 x 70 mm



1/2

Крючок Israel




1/1




06-291-01
30 x 11 mm
22,5 cm / 8 3/4


1/1




06-293-01
30 x 11 mm
22,5 cm / 8 3/4




06-291-02
30 x 14 mm
22,5 cm / 8 3/4



06-293-02
30 x 14 mm
22,5 cm / 8 3/4




06-291-03
30 x 16 mm
22,5 cm / 8 3/4



06-293-03
30 x 16 mm
22,5 cm / 8 3/4




06-291-04
40 x 11 mm
22,5 cm / 8 3/4



06-293-04
40 x 11 mm
22,5 cm / 8 3/4

1/2


Крючок
Langenbeck




06-291-05
50 x 11 mm
22,5 cm / 8 3/4

1/2


Крючок
Langenbeck



06-293-05
50 x 11 mm
22,5 cm / 8 3/4



1/1



1/1




1/2

Крючок Langenbeck
06-295-21
21 cm / 8 1/4"
65 x 20 mm




1/2

Крючок Langenbeck
06-297-21
22,5 cm / 8 3/4"
85 x 15 mm



1/2

Крючок Lahey
06-307-19
19,5 cm / 7 3/4"



31 x 6 mm



1/2

Крючок Little
06-313-20
20 cm / 8"




13 x 15 mm



1/2

Зеркало Kocher
23 cm / 9"

1/1



06-315-18
41 x 18 mm




06-315-20
61 x 20 mm




06-315-25
61 x 25 mm




06-315-30
75 x 30 mm




06-315-40
75 x 40 mm




1/1



06-317-01
25 x 6 mm




06-317-02
35 x 8 mm



06-317-03
35 x 11 mm

1/1



06-317-04
35 x 15 mm

1/1



06-317-05
40 x 11 mm

1/1



06-317-06
55 x 11 mm

1/1



06-317-07
70 x 14 mm

1/1



06-317-08
80 x 12 mm

1/1



06-317-09
80 x 16 mm






1/2


Зеркало Kocher-Langenbeck
21,5 cm / 8 1/2"



1/2

Зеркало Kocher-Langenbeck
21,5 cm / 8 1/2"







1/2

Ретрактор Zenker


1/1




06-321-01
25 cm / 9 3/4"
35 x 8 mm




06-321-02
26,5 cm / 10 1/2"
60 x 12 mm




06-321-03
27,5 cm / 10 3/4"
75 x 12 mm



06-321-04
28,5 cm / 11 1/4"
85 x 20 mm




06-321-05
30,5 cm / 12"
100 x 25 mm





1/2

Ретрактор Kocher
21,5 cm / 8 1/2"



1/2

Ретрактор Kocher




1/1



06-361-01
22 cm / 8 1/2"
18 x 17 mm




06-361-02
23 cm / 9"
25 x 22 mm



06-361-03
24,5 cm / 9 3/4"
30 x 31 mm

1/2

Ретрактор Middeldorpf




1/2

Зеркало Richardson




1/1


06-391-01
23,5 cm / 9 1/4"
30 x 21 mm




06-391-02
24 cm / 9 1/2"
37 x 29 mm




06-391-03
24 cm / 9 1/2"
45 x 40 mm




1/1




06-401-01
26 cm / 10 1/4"
97 x 29 mm



06-401-02
26 cm / 10 1/4"
101 x 31 mm




06-401-03
26 cm / 10 1/4"
127 x 52 mm



1/2

Зеркало Doyen-Stillé



1/2

Зеркало Hosel
26 cm / 10 1/4"

1/1

06-405-01
63 x 21 mm


06-405-02
83 x 30 mm

06-405-03
103 x 30 mm


06-405-04
120 x 30 mm

06-405-05
140 x 30 mm


06-405-06
140 x 40 mm




1/2



06-441-01
27 cm / 10 3/4"
48 x 45 mm





06-441-02
27 cm / 10 3/4"
52 x 50 mm



06-441-03
28 cm / 11"
60 x 70 mm

1/2

Зеркало Middeldorp



1/1



06-452-00
23,5 cm / 9 1/4"
37 x 31 mm



06-452-01
24 cm / 9 1/2"
38 x 40 mm




06-452-02
25 cm / 9 3/4"
43 x 51 mm



06-452-03
25 cm / 9 3/4"
49 x 61 mm



06-452-04
25,5 cm / 10"
48 x 75 mm



06-452-05
26,5 cm / 10 1/2"
65 x 85 mm



1/2

Зеркало Fritsch




1/2

Зеркало Doyen
06-461-25
24 cm / 9 1/2"
48 x 88 mm



1/2

Зеркало Kocher
06-469-22
24 cm / 9 1/2"
73 x 25 mm





1/2

Зеркало Kocher
25 cm / 9 3/4"

06-471-01
80 x 45 mm

06-471-02
80 x 55 mm

06-471-03
80 x 65 mm




1/1

110 x 27 mm
06-501-25



1/2


Зеркало Martin
06-501-25
26 cm / 10 1/4"



1/1

06-505-28
115 x 22 mm

06-507-28
115 x 27 mm




1/2

Зеркало Simon
28 cm / 11"




1/1




06-537-03
119 x 65 mm

4 щелевидных отверстия



06-537-02
108 x 43 mm

2 щелевидных отверстия




06-537-01
85 x 22 mm

1 щелевидное отверстие



1/2

Зеркало Coryllos
с щелевидными отверстиями
24 cm / 9 1/2"




1/2

Davidson
06-545-01
19 cm / 7 1/2"
80 x 54 mm




1/2

Davidson
06-545-02
18,5 cm / 7 1/4"
80 x 95 mm





1/1

06-551-25
127 x 38 mm



1/2



Зеркало Sauerbruch с 2-мя щелевидными отверстиями
06-551-25
25,5 cm / 10 "



1/1

1/2


Зеркало Brunner
прямое
25,5 cm / 10 "



1/1

1/2

Зер
из
25



1/2

Зеркало Sauerbruch
22,5 cm / 8 3/4"



06-561-01
50 x 15 mm




06-561-02
63 x 23 mm




1/1

06-561-03
80 x 20 mm



1/2


Зеркало Polloson
06-577-27
29 cm / 11 1/2"



06-579-27
60 mm


1/2

Зеркало Polloson
06-579-27
25,5 cm / 10"



1/2

Зеркало Harrington



06-581-01
31,5 cm/ 12 1/2"
137 x 44 mm

1/1

06-581-02
33 cm/ 13"
137 x 65 mm

1/1

1/1



1/2

Зеркало Deaver
06-591-01
18 cm / 7"
19 mm




1/2

Зеркало Deaver
06-591-02
21,5 cm / 8 1/2"
22 mm



1/2

Зеркало Deaver
06-591-03
25 cm / 9 3/4"
25 mm



1/2

Зеркало Deaver
06-591-04
31 cm / 12 1/2"
25 mm




1/2

Зеркало Deaver
06-591-05
33 cm / 13"
25 mm



1/2

Зеркало Deaver
06-591-06
36 cm / 14 1/4"
25 mm



1/2

Зеркало Deaver
06-591-07
30 cm / 11 3/4"
38 mm



1/2

Зеркало Deaver
06-591-08
31 cm / 12 1/4"
50 mm



1/2

Зеркало Deaver
06-591-09
31,5 cm / 12 1/2"
75 mm



1/2


Зеркало Deaver
31,5 cm/ 12 1/2"

06-592-04
25 mm

06-592-07
38 mm

06-592-08
50 mm

06-592-10
100 mm



1/2

Зеркало для предсердия
Cooley правое
06-593-01
25 cm / 9 3/4"
48 x 48 mm



1/2

Зеркало для предсердия
Cooley правое, зубчатое
06-593-01
25 cm / 9 3/4"
48 x 48 mm



1/2

Зеркало для предсердия
Cooley левое
06-593-03
27 cm / 10 1/2"
30 x 48 mm



1/1

06-603-03
160 x 50 mm




06-603-03
125 x 50 mm

06-603-03
90 x 35 mm



1/2

Зеркало печеночное Mikulicz
25 cm / 9 3/4"





1/2


Зеркало Mikulicz
06-607-26
26 cm / 10 1/4"

1/2

Зеркало Kelly



Шпатель Kummel
06-621-28
31 cm / 12 1/2"



Шпатель Kader
28 cm / 11"



1/2

Крючок Roux



06-655-00
Комплект крючков

06-655-01
14 cm / 5 1/2"
22 x 21 mm
27 x 29 mm

06-655-02
15 cm / 6"
25 x 26 mm
30 x 38 mm

06-655-03
17 cm / 6 3/4"
28 x 29 mm
33 x 43 mm



1/2

Крючок
Farabeuf
парный
06-663-00
11,5 cm/ 4 1/2"



30 x 10 mm
26 x 10 mm




30 x 13 mm
34 x 13 mm



1/2

Крючок Farabeuf
парный
06-665-00
15 cm/ 6"



27 x 16 mm
23 x 16 mm

26 x 16 mm
30 x 16 mm



1/2

Крючок
Roux-Mini
06-667-06
14,5 cm/5 3/4"
8 x 6



1/2

Крючок
Roux-Baby
06-669-13
12,5 cm / 5"




Крючки хирургические пластинчатые Retractors




1/2

Крючок Parker
06-673-01
13,5 cm / 5 1/4"



22 x 15 mm
19 x 15 mm



19 x 15 mm
22 x 15 mm

1/1



1/2

Крючок Parker
06-673-02
17,5 cm / 7"



29 x 25 mm
27 x 15 mm

26 x 25 mm
27 x 25 mm



1/1



1/2

Крючок Parker-Mott
06-675-00
16 cm / 6 1/4"




1/1



1/1

06-683-00
20 cm / 8"

 $\frac{1}{2}$

1/1


06-687-00
21,5 cm / 8 1/2"



30 x 30 mm

 $1/2$

Крючок Goelet
06-695-00
19 cm / 7 1/2"



Ранорасширители Wound Spreaders, self-retaining



1/2

Ранорасширитель Finsen

1/1

06-700-05
5 cm / 2 "острый,
расхождение
рабочей части
16 mm

2:3

06-701-05
5 cm / 2 "тупой,
расхождение
рабочей части
16 mm

2:3

06-702-07
7 cm / 2 3/4"острый,
расхождение
рабочей части
20 mm

3:4

06-703-07
7 cm / 2 3/4"тупой,
расхождение
рабочей части
20 mm

3:4



1/2

Ранорасширитель
Finsen-Martin
с регулировочным
винтом
7 cm / 2 3/4 "


1/1



06-704-07

острый,
расхождение
рабочей части
30 mm

3:4



06-705-07

тупой,
расхождение
рабочей части
30 mm

3:4




1/2

Ранорасширитель
Logan с
регулировочным
винтом


1/1

острый,
расхождение
рабочей части
16 mm


3:3



Ранорасширитель для
жировых тканей
(коронарная
хирургия)
06-709-30
3 cm / 1 1/4"



Ранорасширитель для
жировых тканей
(коронарная
хирургия)
06-709-40
4 cm / 1 1/2"




Ранорасширитель для
жировых тканей
(коронарная
хирургия)
06-709-55
5,5 cm / 2 1/4"





Ранорасширитель
Buckley острый
06-710-06
6 cm / 2 1/4"






Ранорасширители Wound Spreaders, self-retaining




				
1/2	1/1			
Ранорасширитель Alm с регулирующим винтом	06-714-07 7 cm / 2 3/4"	06-714-10 10 cm / 4"	06-715-07 7 cm / 2 3/4"	06-715-10 10 cm / 4"
	острый, расхождение рабочей части 55 mm	острый, расхождение рабочей части 70 mm	тупой, расхождение рабочей части 55 mm	тупой, расхождение рабочей части 70 mm
				
	4:4	4:4	4:4	4:4

			
1/2	1/1	1/2	1/1
06-717-10 10 cm / 4"	тупой, расхождение рабочей части 24 mm	Ранорасширитель Jansen с регулирующим винтом 06-723-10 10 cm / 4"	тупой, расхождение рабочей части 47 mm
			
	4:4		3:3



1/2

Ранорасширитель
Scalp-Contour с замком



1/1

06-725-14
13,5 cm / 5 1/4"

острый,
расхождение
рабочей части
55 mm



3:4



06-727-14
13,5 cm / 5 1/4"

тупой,
расхождение
рабочей части
55 mm




3:4



1/2

Ранорасширитель
Anderson-Adson
06-732-20
20 cm / 8"



1/1

острый,
расхождение
рабочей части
84 mm




4:4



1/2

Ранорасширитель
Weitlaner
20 cm / 8"




1/1

06-734-20
острый,
расхождение
рабочей части
90 mm




3:4




06-735-20
острый,
расхождение
рабочей части
90 mm



3:4



Ранорасширители Wound Spreaders, self-retaining




06-736-26
26 cm / 10 1/4"

острый,
расхождение
рабочей части
100 mm



3:4



06-737-26
26 cm / 10 1/4"

тупой,
расхождение
рабочей части
100 mm




3:4



1/2

Ранорасширитель Adson




1/1

06-738-26
29 cm / 11 1/2"

острый,
расхождение
рабочей части
110 mm



6:6



06-739-26
29 cm / 11 1/2"

тупой,
расхождение
рабочей части
110 mm




6:6



1/2

Weitlaner
11 cm / 4 1/4"




1/1

06-748-10

острый,
расхождение
рабочей части
40 mm



2:3




06-749-10

тупой,
расхождение
рабочей части
40 mm




2:3



1/2

Ранорасширитель
Weitlaner



1/1

06-750-13
13,5 cm / 5 3/8"

острый,
расхождение
рабочей части
43 mm



3:4



06-750-16
16 cm / 6 2/8"

острый,
расхождение
рабочей части
83 mm



3:4



06-751-13
13,5 cm / 5 3/8"

тупой,
расхождение
рабочей части
43 mm



3:4




06-751-16
16 cm / 6 2/8"

тупой,
расхождение
рабочей части
83 mm



3:4



Ранорасширители Wound Spreaders, self-retaining



1/2

Ранорасширитель
Weitlaner-Wullstein
13 cm / 5"


1/1

06-752-13

острый,
расхождение
рабочей части
40 mm



3:3



06-753-13

тупой,
расхождение
рабочей части
40 mm



3:3



1/2

Ранорасширитель Mollison
15,5 cm / 6"

1/2

06-754-15

острый,
расхождение
рабочей части
80 mm




4:4





1/2

Ранорасширитель Plester
13 cm / 5"




1/1

06-755-13

тупой,
расхождение
рабочей части
37 mm



2:2



06-756-13

острый,
расхождение
рабочей части
37 mm




2:2



1/2


Ранорасширитель Plester
06-757-11
10,5 cm / 4"



1/1

06-757-11

тупой,
расхождение
рабочей части
37 mm



Ранорасширители Wound Spreaders, self-retaining



1/2

Ранорасширители
Plester
06-759-11
10,5 cm / 4"


1/1



1/2

Ранорасширители
Milligan
06-765-13
13,5 cm / 5 1/4"

1/1



1/2

Ранорасширители
Weitlaner-Baby
06-767-13
13,5 cm / 5 1/4"

1/1






1/2

Ранорасширитель Henley
16 cm / 6 1/4"

Используются в
комплекте с центральными
лопастями 3-х размеров




1/1

06-768-00
16 cm / 6 1/4"

тупой,
расхождение
рабочей части
85 mm



3:4



06-769-00
16 cm / 6 1/4"

острый,
расхождение
рабочей части
85 mm



3:4



1/1

06-768-19
Центральная
лопасть
19 x 17 mm



06-768-25
Центральная
лопасть
25 x 17 mm



06-768-32
Центральная
лопасть
32 x 17 mm




Ранорасширители Wound Spreaders, self-retaining



1/2

Ранорасширитель Adson



1/1

06-770-13
13,5 cm / 5 1/4"06-770-16
16,5 cm / 6 1/2"06-770-20
21 cm / 8 1/4"06-770-26
24,5 cm / 9 3/4"

острый

острый

острый

острый




3:4

3:4

3:4

3:4



1/1

06-771-13
13,5 cm / 5 1/4"06-771-16
16,5 cm / 6 1/2"06-771-20
21 cm / 8 1/4"06-771-26
24,5 cm / 9 3/4"

тупой

тупой

тупой

тупой



3:4

3:4

3:4

3:4



1/2

Ранорасширитель Cloward

06-774-00
25 cm / 9 3/4"
Ранорасширитель в комплекте
с 2 лопастями



1/2

06-774-40
Лопасты зубчатые (пара)
40 mm



06-774-45
Лопасты зубчатые (пара)
45 mm



06-774-50
Лопасты зубчатые (пара)
50 mm




06-774-55
Лопасты зубчатые (пара)
55 mm



06-774-60
Лопасты зубчатые (пара)
60 mm

06-774-25
25 cm / 9 3/4"
Ранорасширитель без
лопастей



Ранорасширители Wound Spreaders, self-retaining



1/2

06-775-40

Лопасты гладкие (пара)
40 mm

06-775-45

Лопасты гладкие (пара)
45 mm

06-775-50

Лопасты гладкие (пара)
50 mm

06-775-55

Лопасты гладкие (пара)
55 mm

06-775-60

Лопасты гладкие (пара)
60 mm

1/2

Ранорасширитель Cloward

06-775-00

15 cm / 6"

Ранорасширитель в комплекте
с 2 лопастями

06-775-15


15 cm / 6"

Ранорасширитель
без лопастей



1/2

Ранорасширитель Beckmann
острый
06-776-31
32 cm / 12 1/2"



1/1

06-776-31




4:4



1/2

Ранорасширитель Adson тупой
06-777-32
33 cm / 13"




1/1

06-777-32



4:5




Ранорасширители Wound Spreaders, self-retaining



1/2

Beckman-Adson




1/1

06-778-00
30,5 cm / 12"

тупой



4:4




06-778-01
30,5 cm / 12"

острый



4:4




06-778-02
30,5 cm / 12"

тупой



4:4



06-778-03
30,5 cm / 12"

острый




4:4



1/2

Ранорасширитель Beckman-Eaton острый
06-778-32
32 cm / 12 1/2"

1/1



7:7



Ранорасширители Wound Spreaders, self-retaining




1/2

Ранорасширитель Martin

1/1

06-790-01
28,5 cm / 11 1/4"


острый,
длинные зубы на левой стороне,
расхождение рабочей части
145 mm




6:6

06-790-02
28,5 cm / 11 1/4"

острый,
длинные зубы на правой стороне,
расхождение рабочей части
145 mm



6:6



1/2


тупой,
расхождение
рабочей части
25 mm



2:2

Ранорасширитель Vickers Low-Profile
универсальный для кисти и запястья
06-792-00
7,5 cm / 3"
В комплекте с центральной лопастью
06-792-01

- автоматическая адаптация к размеру раны;
- длинные, тупые лопасти для обеспечения безопасного закрепления ранорасширителя;
- с большими и удобными ручками в форме кольца за пределами рабочего поля, чтобы избежать нарушений.



1/2


тупой,
расхождение
рабочей части
25 mm



3:3

Ранорасширитель Vickers Low-Profile
для кисти и предплечья
06-793-00
9 cm / 3 1/2"
В комплекте с центральной лопастью
06-792-01

- автоматическая адаптация к размеру раны;
- длинные, тупые лопасти для обеспечения безопасного закрепления ранорасширителя;
- с большими и удобными ручками в форме кольца за пределами рабочего поля, чтобы избежать нарушений.



Ранорасширители Wound Spreaders, self-retaining




расхождение
рабочей части
25 mm

1/2

Ранорасширитель Vickers Low-Profile
для пальцев и небольших надрезов
06-794-00
7,5 cm / 3"
В комплекте с центральной лопастью
06-792-01


- автоматическая адаптация к размеру раны;
- длинные, тупые лопасти для обеспечения безопасного закрепления ранорасширителя;
- с большими и удобными ручками в форме кольца за пределами рабочего поля, чтобы избежать нарушений;
- оптимизирован для сохранения жировой ткани.



1/2

06-792-01
Центральная лопасть
10 x 18 mm

Для использования с
06-792-00
06-793-00
06-794-00



1/2

06-792-02
Центральная лопасть
12 x 10 mm



1/1

Ранорасширитель Vickers для пальцев тупой
06-798-01
5 cm / 2"

- можно разместить в любом месте на любой палец;
- автоматическая адаптация к размеру раны;
- охватывает палец полностью;
- длинные и тупые концы крючков также подходят для тонкой кожи.



Ранорасширители Wound Spreaders, self-retaining




1/2

Ранорасширитель Joll для щитовидной железы и влагалища
06-801-00
15,5 cm / 6"



1/2

Ранорасширитель Gelpi
06-802-13
13 cm / 5"




1/1



1/2

Ранорасширитель Gelpi
06-802-18
18 cm / 7"




1/1



1/2

Ранорасширитель Gelpi
06-804-18
18,5 cm / 7 1/4"



1/1



1/2

Ранорасширитель Collin, Baby
06-820-00
20 cm / 7 7/8"

Комплект, с 2 парами боковых
лопастей, 06-839-18 (18 x 40 мм)
и 06-839-27 (27 x 40 мм)

расхождение рабочей части
80 mm



1/2



1/2

Ранорасширитель Collin
06-822-22
24 cm / 9 4/8"

Комплект, с 1 парой боковых лопастей,
06-839-38 (38 x 60 мм)

расхождение рабочей части
80 mm



06-823-90
Центральная лопасть
для 06-823-00
38 x 55 mm

06-824-90
Центральная лопасть
для 06-824-00
50 x 75 mm

1/2

Ранорасширитель Collin
06-823-00
22,5 cm / 9"

Комплект, с 1 парой боковых лопастей
06-839-38 (38 x 60 mm)
и центральной лопастью
06-823-90

Расхождение рабочей части
85 mm

Ранорасширитель Collin
06-824-00
22,5 cm / 9"

Комплект, с 1 парой боковых лопастей
06-839-45 (45 x 80 mm)
и центральной лопастью
06-824-90

Расхождение рабочей части
80 mm



06-826-90
Центральная лопасть
для 06-826-00

1/2

Ранорасширитель Collin
06-826-00
31 cm / 12 1/4"

Комплект, с 1 парой боковых лопастей
06-839-60 (60 x 80 мм)
и центральной лопастью
06-826-90 (60 x 75 мм)

Расхождение рабочей части
130 mm



Ранорасширитель Ricard

06-830-00

27 см

В комплекте с 1 парой боковых лопастей

06-839-92

и центральной лопастью

06-830-04

06-830-02

Центральная лопасть

55 x 70 mm

для 06-828-00

и 06-830-00

06-830-04

Центральная лопасть

80 x 90 mm

для 06-828-00

и 06-830-00



06-839-90

Боковая лопасть для

06-820-00 – 06-830-00,

24-180-00



06-839-92

Боковая лопасть для

06-820-00 – 06-830-00,

24-180-00

1/2

Ранорасширитель Ricard

06-828-00

27 см

В комплекте с 1 парой боковых лопастей

06-839-90

и центральной лопастью

06-830-02

Ранорасширитель Ricard без лопастей

06-828-01




1/2

Боковые лопасти для
06-820-00 – 06-830-00
24-180-00


06-839-18
18 x 40 mm




06-839-27
27 x 40 mm




06-839-38
38 x 60 mm




06-839-40
40 x 80 mm



06-839-45
45 x 80 mm




06-839-60
60 x 80 mm






1/2


Боковые лопасти для
06-820-00 – 06-830-00
24-180-00




06-839-50
50 x 70 mm




06-839-90
50 x 58 mm




06-839-52
52 x 110 mm



06-839-92
60 x 80 mm



06-839-70
70 x 55 mm



06-839-94
72 x 85 mm




1/3

Ранорасширитель Gosset
06-844-00
16,5 cm / 6 1/2"
Боковые лопасти 63 x 35 mm
Центральная лопасть 60 x 56 mm
Расхождение рабочей части 160 mm



1/3

Ранорасширитель Gosset-Baby
06-840-00
12,5 cm / 5"
Боковые лопасти 40 x 30 mm
Расхождение рабочей части 120 mm



1/3

Ранорасширитель Gosset
06-846-00
18,5 cm / 7 1/4"

Боковые лопасти 63 x 35 mm
Расхождение рабочей части 140 mm



1/3

Ранорасширители Balfour-Baby
06-850-00
12,5 cm / 5"
Боковые лопасти 24 x 20 mm
Расхождение рабочей части 90 mm




1/3

Ранорасширитель Balfour
06-852-00
20 cm / 8"
Боковые лопасти 70 x 35 mm
Центральная лопасть 15-859-01
Расхождение рабочей части 180 mm



1/3

Ранорасширитель Balfour
06-854-00
20 cm / 8"
Боковые лопасти 70 x 35 mm
Центральная лопасть 15-859-01
Расхождение рабочей части 180 mm



1/3

Ранорасширитель Balfour
06-856-00
20 см / 8"
Боковые лопасти 100 x 35 mm
Центральная лопасть 100 x 60 mm
Расхождение рабочей части 200 mm



1/3

Ранорасширитель Balfour-Standard
06-858-00
20 см / 8"
Боковые лопасти 100 x 35 mm
Центральная лопасть 15-859-02
Расхождение рабочей части 250 mm



1/3

Центральная лопасть
Balfour

06-859-01
45 x 80 mm

06-859-02
68 x 85 mm



1/3

Центральная
лопасть Balfour

06-859-05
68 x 85 mm

06-859-06
40 x 68 mm



1/3

Ранорасширитель Balfour, Modell USA
06-860-00 - 06-860-08
20 cm / 8"

С одной парой боковых лопастей
06-860-06 и 06-860-08
и одной центральной лопастью
06-859-02




1/3

Окончатая лопасть
60 mm (пара)



Окончатая лопасть
80 mm (пара)



1/3

Ранорасширитель O'Sullivan-O'Connor
06-868-00
С 2 боковыми лопастями для фиксации,
1 лопастью 110 x 70 мм
06-868-91
и 2 лопастями 80 x 45 мм
06-868-90



1/5

Ранорасширитель Kirschner
06-882-00

Ранорасширитель Kirschner
06-882-30

Рама 06-882-30,
3 крючка 06-889-50
и по 1 крючку 06-889-80, -98 и -99

Только рама
340 x 240 mm




06-889-40
40 x 55 mm




06-889-50
50 x 65 mm
стандартные




06-889-60
60 x 85 mm




06-889-78
78 x 65 mm
для больных ожирением



06-889-80
80 x 90 mm



06-889-98
98 x 50 mm



06-889-99
105 x 35 mm
для кишечника
и мочевого пузыря




Ранорасширитель Kirschner
06-884-24
Только рама
240 x 240 mm

1/4


Ранорасширитель Kirschner
06-884-00
Рама 15-884-24,
2 крючка 15-889-40
и 2 крючка 15-889-50



Крючок
Kirschner
06-889-40
40 x 55 mm



Крючок
Kirschner
06-889-50
50 x 65 mm



Ранорасширитель Scoville
06-906-00
22 cm / 8 3/4"

Расхождение рабочей части 150 mm

1/2



1/2

Ранорасширитель Scoville-Haverfield
06-906-50
22 cm / 8 3/4"

Расхождение рабочей части 150 mm



Крючки и лопасти для ранорасширителей 15-906-00 и 15-906-50



1/2

Крючок тупой
06-906-01
5 cm / 2"
50 mm



Крючок тупой
06-906-02
7 cm / 2 3/4"
70 mm



Крючок острый
06-906-06
5 cm / 2"
50 mm



Крючок острый
06-906-07
7 cm / 2 3/4"
50 mm



1/2


Лопасть зубчатая
06-906-11, 60 x 25 mm
06-906-12, 61 x 50 mm
06-906-13, 86 x 25 mm



Лопасть острая
06-906-41, 48 x 50 mm
06-906-42, 64 x 50 mm
06-906-43, 64 x 64 mm
06-906-44, 80 x 57 mm



Лопасть острая
06-906-46, 44 x 38 mm
06-906-47, 67 x 44 mm



Система ретракторов
Martin-Rochard
06-917-00

06-910-50	2	Универсальные фиксаторы
06-917-01	2	Боковые фиксирующие стойки
06-917-02	1	Перекладина шестигранная
06-917-03	2	Раздвижные фиксаторы
06-917-04	1	Фиксирующее устройство для крючков
06-917-10	1	Ретрактор 47 x 105 mm
06-917-12	1	Ретрактор 50 x 120 mm
06-917-15	1	Ретрактор 50 x 155 mm



1/3

Шпатель гибкий

06-963-01
33 cm / 13"
30 mm

06-963-02
33 cm / 13"
40 mm

06-963-03
33 cm / 13"
50 mm



1/3

Шпатель Haberer конический

06-971-00
20 cm / 8"
16 mm - 25 mm

06-971-01
28 cm / 11"
25 mm - 30 mm

06-971-02
30 cm / 11 6/8"
37 mm - 45 mm



1/3

Шпатель Martin гибкий, очень мягкий

06-975-06
20 cm / 8"
6,5 mm

06-975-09
20 cm / 8"
9,5 mm

06-975-13
20 cm / 8"
13 mm


06-975-16
20 cm / 8"
16 mm

06-975-19
20 cm / 8"
19 mm

06-975-25
20 cm / 8"
25 mm



Раздел 07



Probes

Зонды



07-100-11	11 cm/ 4 1/2"
07-100-13	13 cm/ 5"
07-100-14	14,5 cm/ 5 3/4"
07-100-16	16 cm/ 6 1/4"
07-100-18	18 cm/ 7"
07-100-20	20 cm/ 8"
07-100-25	25 cm/ 9 3/4"
07-100-30	30 cm/ 11 3/4"




1/2

Зонд пуговчатый двухсторонний,
Ø 2,0 mm

07-102-11	11,5 cm/ 4 1/2"
07-102-13	13 cm/ 5"
07-102-14	14,5 cm/ 5 3/4"
07-102-16	16 cm/ 6 1/4"
07-102-18	18 cm/ 7"
07-102-20	20 cm/ 8"




1/2

Зонд пуговчатый двухсторонний,
Ø 1,0 mm

1/1

07-103-13	13 cm/ 5"
07-103-14	14,5 cm/ 5 3/4"
07-103-16	16 cm/ 6 1/4"
07-103-18	18 cm / 7"
07-103-20	20 cm / 8"
07-103-25	25 cm / 9 3/4"

Зонд пуговчатый двухсторонний,
Ø 1,5 mm

1/1


07-108-13	13 cm / 5"
07-108-14	14,5 cm / 5 3/4"
07-108-16	16 cm / 6 1/4"

1/2

Зонд глазной, Ø 2,0 mm



1/2

Зонд ушной пуговчатый
Stacke, Ø 1 mm

1/1

07-150-13	13 cm/ 5"
07-150-14	14,5 cm/ 5 3/4"
07-150-16	16 cm / 6 1/4"
07-150-18	18 cm / 7"
07-150-20	20 cm / 8"

1/2

Зонд пуговчатый «миртовые листья»,
Ø 2,0 mm07-130-10
10 cm / 4"



07-160-13	13 cm/ 5"
07-160-14	14,5 cm/ 5 1/2"
07-160-16	16 cm/ 6 1/4"



1/2

Зонд желобоватый

07-170-13	13 cm/ 5"
07-170-14	14,5 cm/ 5 1/2"
07-170-16	16 cm/ 6 1/4"



1/2

Зонд желобоватый с пуговкой



1/2

Зонд
желобоватый
изогнутый Doyen
07-175-14
14,5 cm / 5 3/4"



1/2

Зонд
желобоватый
Nelaton
07-185-16
16 cm / 6 1/4"



1/2

Зонд Lockhart-Mummery для
фистулы прямой
07-186-16
16,5 cm / 6 4/8"



1/1



1/2

Зонд Lockhart-Mummery для
фистулы слабоизогнутый
07-187-16
16,5 cm / 6 4/8"




1/1



1/2

Зонд Lockhart-Mummery для
фистулы изогнутый на 90°
07-189-16
16,5 cm / 6 4/8"



1/1




1/2

Зонд Lockhart-Mummery
для фистулы
сильноизогнутый
07-191-16
16,5 cm / 6 4/8"



1/1

07



Зонды Probes



1/3

Зонд Vollmar

07-251-02
50 cm / 19 5/8"
Ø 2,0 mm

07-251-03
50 cm / 19 5/8"
Ø 3,0 mm

07-251-04
50 cm / 19 5/8"
Ø 4,0 mm

07-251-06
50 cm / 19 5/8"
Ø 6,0 mm

07-251-07
50 cm / 19 5/8"
Ø 7,0 mm

07-251-08
50 cm / 19 5/8"
Ø 8,0 mm

07-251-10
50 cm / 19 5/8"
Ø 10 mm

07-251-12
50 cm / 19 5/8"
Ø 12 mm

07-251-14
50 cm / 19 5/8"
Ø 14 mm

1/1



1/2


07-251-30
11,5 cm / 4 1/2"
Ручка для зонда Vollmar



Раздел 09



Троакары, Отсасывающие трубки и канюли
Trocars, Suction Tubes, Cannulas



1/2

Канюля Adson, Ø 4 mm
09-521-21
20 cm / 8"



1/2

Канюля Frazier прямая, Ø 3,3 mm
09-522-10
24 cm / 9 1/2"



1/2

Канюля Poppen



1/2

Канюля Frazier изогнутая



1/2

1/1

Отсасывающая трубка,
Ø 0,4 mm
09-527-04
4,5 cm / 1 3/4"



Отсасывающая трубка,
Ø 0,6 mm
09-527-06
4,5 cm / 1 3/4"



Отсасывающая трубка,
Ø 0,8 mm
09-527-08
4,5 cm / 1 3/4"

Комплект Wullstein из ручки и 3 отсасывающих трубок
09-527-00
14 cm / 5 1/2"




1/2

•
09-528-10
Ø 1,0 mm

⊗
09-528-15
Ø 1,5 mm

⊗
09-528-20
Ø 2,0 mm

Отсасывающая трубка Baron-Schuknecht с пластиной
для пальца, с прерывателем.
Рабочая длина 75 mm



Отсасывающие трубки Suction Tubes



1/2

Отсасывающая трубка Лuer коническая
Длина рабочей части 110 мм

1/1



09-529-30
16,5 cm / 6 1/2"
Ø 3,0 mm

09-529-35
16,5 cm / 6 1/2"
Ø 3,5 mm

09-529-45
18 cm / 7 1/2"
Ø 4,5 mm



1/2

Отсасывающая трубка Yasargil
Длина рабочей части 150 мм

1/1



09-540-15
21,5 cm / 8 1/2"
Ø 1,5 mm

09-540-20
21,5 cm / 8 1/2"
Ø 2,0 mm



09-540-25
21,5 cm / 8 1/2"
Ø 2,5 mm

09-540-35
21,5 cm / 8 1/2"
Ø 3,5 mm



09-545-15
Наконечник к 18-545-13

Отсасывающие трубки



1/2

Комплект Yankauer с
наконечником и
разъемом
09-543-27
31 cm / 12 1/4"



1/2

Комплект Yankauer с
ручкой, 4 трубками,
наконечником и разъемом
09-545-00
31 cm / 12 1/4"



1/2

09-545-10
10 cm / 4"
№1



09-545-11
10 cm / 4"
№2



09-545-12
10 cm / 4"
№3



09-545-13
13,5 cm / 5 1/4"
№4




1/2

09-545-01
15 cm / 5 7/8"
Ручка



1/2

09-545-02
2,5 cm / 1"
Олива



1/2

Отсасывающая
трубка Poole
09-550-22
24 cm / 9 4/8"
Ø 10 mm



1/2

Отсасывающая
трубка Poole
09-551-22
25 cm / 9 7/8"
Ø 8,0 mm



1/2

Отсасывающая
трубка Cooley
09-561-35
36 cm / 14 1/8"
Ø 8,0 mm




1/2

Отсасывающая
трубка Cooley
09-563-31
31 cm / 12 2/8"
Ø 10 mm



1/2

Отсасывающая
трубка Cooley
09-565-30
31 cm / 12 2/8"
Ø 7,0 mm



1/2

Отсасывающая трубка
Cooley
09-567-33
36 cm / 14 1/8"
Ø 8,0 mm

С перфорированным наконечником



Насадка изогнутая перфорированная

○
09-575-05
9 cm / 3 1/2"
Ø 1,5 mm

○
09-575-06
9 cm / 3 1/2"
Ø 2,0 mm

○
09-575-07
9 cm / 3 1/2"
Ø 2,5 mm

○
09-575-08
9 cm / 3 1/2"
Ø 3,5 mm



1/2

Отсасывающая трубка Nubor
с круглым отверстием
09-569-21
21 cm / 8 1/4"
Ø 6,0 mm



1/2


Отсасывающая трубка Nubor
с овальным отверстием
09-571-21
21 cm / 8 1/4"
Ø 6,0 mm



1/2

1/2

Ручка Coupland с разъемом
09-575-24
17 cm / 6 3/4"



1/2

Отсасывающая трубка Byrd
21,5 cm / 8 1/2"

09-577-01
Ø 1,5 mm

09-577-02
Ø 2,5 mm

09-577-03
Ø 3,5 mm



1/2

Отсасывающая трубка Cogswell
09-579-23
24,5 cm / 9 3/4"
Ø 2,0 mm



1/2



1/1

09-580-08	8 CH
09-580-10	10 CH
09-580-12	12 CH
09-580-14	14 CH
09-580-16	16 CH
09-580-18	18 CH

Проводник игл Redon слабоизогнутый с винтовым концом (нож)
19,5 cm / 7 3/4"



1/2



1/1

09-581-08	8 CH
09-581-10	10 CH
09-581-12	12 CH
09-581-14	14 CH
09-581-16	16 CH
09-581-18	18 CH

Проводник игл Redon сильноизогнутый с винтовым концом (нож)
14 cm / 5 1/2"



1/2




1/1

09-583-08	8 CH
09-583-10	10 CH
09-583-12	12 CH
09-583-14	14 CH
09-583-16	16 CH
09-583-18	18 CH

Проводник игл Redon слабоизогнутый с винтовым концом (ланцет)
19,5 cm / 7 3/4"




1/2



1/1

09-584-08	8 CH
09-584-10	10 CH
09-584-12	12 CH
09-584-14	14 CH
09-584-16	16 CH
09-584-18	18 CH

Проводник игл Redon слабоизогнутый с винтовым концом (троакар)
19,5 cm / 7 3/4"



1/2

Ручка Universal с 4 типами
троакаров,
Ø 1,7, 3,0, 4,5 + 6,0 mm
09-306-04
14 cm / 5 1/2




1/2

Троакар Nelson

1/1



09-348-07
20 cm / 8"
Ø 7,5 mm



09-350-09
20 cm / 8"
Ø 9,5 mm



09-352-11
20 cm / 8"
Ø 11 mm